

Pantone
2587
Pantone
Process
Black

MASTER

26.07.2013

FR Description

La matrice PROMOGRAN PRISMA® est un traitement local interactif des plaies. La matrice PROMOGRAN® est un composé lyophilisé et stérile de cellulose oxydée régénérée (COR), de collagène et d'argent-COR (un composé d'argent et de COR). En présence d'exsudats, la matrice PROMOGRAN PRISMA® se transforme en un gel biodégradable, doux et souple, favorisant ainsi le contact avec tous les reliefs de la plaie. La matrice PROMOGRAN PRISMA® peut être humidifiée avec du sérum physiologique sur les plaies sèches.

La matrice PROMOGRAN PRISMA® module et rééquilibre l'environnement de la plaie par une synergie unique en son genre :

- Liaison et inactivation des protéases (métalloprotéases matricielles, élastase et plasmine), dont l'excès a un effet négatif démontré sur les plaies chroniques.
- Liaison et protection des facteurs de croissance naturellement présents dans la plaie, afin d'éviter leur dégradation massive par les protéases.

La biodégradation de la matrice PROMOGRAN PRISMA® permet simultanément la réactivation des facteurs de croissance préalablement protégés et l'inactivation des protéases.

L'argent est un agent antimicrobien à large spectre, dont l'efficacité contre les germes pathogènes des plaies est démontrée.

In vitro, la matrice PROMOGRAN PRISMA® a montré une action favorable à la prolifération des fibroblastes du derme humain, ainsi que des propriétés de piéger de radicaux libres et une activité anti-inflammatoire lors des tests en laboratoire.

Indications

La matrice PROMOGRAN PRISMA® est indiquée pour le traitement de toutes les plaies nécessitant une cicatrisation dirigée et exemptes de tissus nécrotés :

- ulcères diabétiques
- ulcères veineux
- escarres de décubitus
- ulcères d'étiologies vasculaires mixtes
- plaies traumatiques et post-chirurgicales

La matrice PROMOGRAN PRISMA® possède des propriétés hémostatiques connues.

La matrice PROMOGRAN PRISMA® peut être utilisée sous traitement compressif.

Contre-indications

La matrice PROMOGRAN PRISMA® est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un de ses composants : COR, collagène et argent. Le moindre signe de sensibilité à l'un des composants impose l'arrêt du traitement.

La matrice PROMOGRAN PRISMA® n'est pas indiquée en cas de brûlures étendues.

Attention

Un traitement antimicrobien systémique doit être instauré en cas d'infection patente de la plaie. La matrice PROMOGRAN PRISMA® peut être utilisée avec une antibiothérapie systémique sous contrôle médical.

Les cliniciens/professionnels de la santé doivent être informés qu'il existe très peu de données sur l'utilisation prolongée et répétée des pansements contenant de l'argent, en particulier chez les enfants et les nouveau-nés.

MODE D'EMPOI

Conservation

La matrice PROMOGRAN PRISMA® doit être conservée à l'abri de la lumière directe. L'exposition à la lumière peut provoquer une décoloration, qui n'altère toutefois pas les performances du produit.

Préparation du site

Avant l'application, pratiquer un débridement des tissus nécrotiques. Nettoyer le site de la plaie.

Mise en place / utilisation

- Pour un effet optimal, appliquer la matrice PROMOGRAN PRISMA® directement sur toute la surface de la plaie.
- Sur les lésions peu ou non saignantes, appliquer la matrice PROMOGRAN PRISMA® humidifiée avec du sérum physiologique. Le processus de formation du gel sera ainsi amorcé.
- Une fois hydraté, le gel PROMOGRAN PRISMA® sera en contact étroit avec la plaie.
- Biodégradable, la matrice PROMOGRAN PRISMA® est naturellement et progressivement absorbée.
- La matrice PROMOGRAN PRISMA® doit être recouverte d'une compresse ou d'un pansement de type non adhérent ou hydrocolléaire pour maintenir sur la plaie un milieu humide.
- Appliquer une nouvelle matrice PROMOGRAN PRISMA® toutes les 72 heures en fonction de la quantité d'exsudats. Il n'est pas nécessaire de retirer les éventuels résidus de la matrice PROMOGRAN PRISMA®.
- En cas de plaie très exsudative ou infectée, il peut être nécessaire de renouveler l'application de la matrice PROMOGRAN PRISMA® toutes les 24 heures.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

La date limite d'utilisation de ce produit est imprimée sur l'emballage.

Notice d'utilisation préparée: juillet 2013

PRODUCT: PROMOGRAN PRISMA®.

CODE: PS2123.

PRODUCT DESCRIPTION: WOUND BALANCING MATRIX.

LANGUAGES: English, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Dutch, Portuguese, Finnish, Danish, Greek & Turkish.

SIZE: (Sheet Size) 513mm (H) x 348mm (W) (Folded: 64.125mm (H) x 87mm (W)).

COLOURS: PMS 2587 (Purple) & PMS Process Black.

DATE: 26.07.2013

AVC #: PM00725.f

BARCODE(S): None.

SYMBOLGY: N/A.

VERSION NUMBER: 02.

IT Descrizione del prodotto

La matrice PROMOGRAN PRISMA® è una terapia interattiva, per uso topico. Il prodotto è sterile ed è composto di cellulosa ossidata rigenerata (ORC), collagene e argento-ORC (un composto di argento ed ORC) liofilizzati. In presenza di essudato la matrice PROMOGRAN PRISMA® si trasforma in un morbido gel conformabile e biodegradabile, questo permette il contatto con tutte le zone della lesione. In caso di ferite ascutte si consiglia di usare soluzione salina o di Ringer per idratare la matrice PROMOGRAN PRISMA®.

La matrice PROMOGRAN PRISMA® modula e riequilibra l'ambiente della ferita per mezzo della combinazione unica di:

- Legame ed inattivazione delle proteasi (cioè matrix metallo proteasi, elastasi e plasmina), identificate come sostanze nocive nelle lesioni croniche.
- Legame e protezione dei fattori naturali di crescita contro la degradazione dovuta all'eccesso di proteasi.

Questi fattori di crescita naturali, protetti, vengono rilasciati nella ferita, mentre le proteasi nocive rimangono inattive durante la biodegradazione della matrice PROMOGRAN PRISMA®.

L'argento è un antimicrobico ad ampio spettro, che si è dimostrato efficace contro i patogeni presenti nelle ferite.

Nei test di laboratorio, la matrice PROMOGRAN PRISMA® si è dimostrata capace di indurre la proliferazione dei fibroblasti dermici umani, e in inoltre mostrato proprietà di cattura dei radicali liberi ed attività antinfiammatoria.

Indicazioni d'uso

La matrice PROMOGRAN PRISMA® è indicata per la gestione di tutte le lesioni che guariscono per seconda intenzione e priva di necrosi, quali:

- Ulcere diabetiche
- Ulcere venose
- Ulcere da decubito
- Ulcere causate da eziologie vascolari miste
- Ferite da traumi e chirurgiche

La matrice PROMOGRAN PRISMA® ha note proprietà emostatiche.

La matrice PROMOGRAN PRISMA® può essere usata sotto bendaggio elastico-compressivo.

Controindicazioni

La matrice PROMOGRAN PRISMA® è controindicata nei pazienti con ipersensibilità accertata verso i componenti del prodotto, cioè all'ORC, al collagene e all'argento. Si consiglia l'interruzione della terapia nel caso compaiano segni evidenti di sensibilizzazione.

PROMOGRAN PRISMA® Matrix non è indicato per l'uso in pazienti con ustioni estese.

Avvertenze

In presenza di segni visibili di infezione a livello dell'area della ferita, si dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire con una adeguata terapia antimicrobica sistemica. La matrice PROMOGRAN PRISMA® può essere utilizzata in concomitanza con gli antibiotici sistemici sotto la supervisione medica.

Medici ed operatori sanitari devono essere consapevoli che la letteratura relativa all'uso prolungato e ripetuto delle medicazioni contenenti argento, in particolare nei bambini e nei neonati, è molto scarsa.

MODALITÀ D'USO

Conservazione

Conservare la matrice PROMOGRAN PRISMA® al riparo dalla luce diretta. L'iperposizione alla luce può indurre discolorazione, senza però compromettere l'efficacia del prodotto.

Preparazione della ferita

Rimuovere il tessuto necrotico secco prima del trattamento attraverso asportazione chirurgica, enzimatica o autolitica.

Applicazione

- Per un effetto ottimale, applicare la matrice PROMOGRAN PRISMA® direttamente sull'intera superficie della ferita.
- Su ferite secche senza o con scarso essudato applicare la matrice PROMOGRAN PRISMA® e idratare con soluzione fisiologica o soluzione di Ringer per consentire il processo gelificante.
- Dopo l'idratazione il gel di PROMOGRAN PRISMA® sarà in diretto contatto con la ferita.
- Il gel biodegradabile verrà riassorbito in modo naturale nel tempo.
- La matrice PROMOGRAN PRISMA® deve essere coperto indifferentemente con garza, medicazione non aderente o a base di idropolimeri per mantenerne un ambiente umido.
- Dopo il trattamento iniziale, trattare di nuovo la ferita con matrice PROMOGRAN PRISMA® ogni 72 ore massimo, a seconda del quantitativo di essudato. Non è necessario rimuovere eventuali residui di matrice PROMOGRAN PRISMA®.
- Per le ferite fortemente essudanti o infette può rendersi necessario trattare di nuovo la ferita con matrice PROMOGRAN PRISMA® ogni 24 ore.

Non usare se la confezione è danneggiata.

La data di scadenza del prodotto è riportata sulla confezione.

Istruzioni per l'uso: luglio 2013

ES Descripción del producto

La matriz PROMOGRAN PRISMA® es una terapia interactiva para heridas, de aplicación tópica. El producto es un compuesto liofilizado estéril de celulosa regenerada oxidada (ORC), colágeno y OCR de plata, (un compuesto de plata y ORC). En presencia de exudado la matriz PROMOGRAN PRISMA® se transforma en un gel biodegradable suave y amoldable, lo que permite el contacto con todas las zonas de la herida. Para hidratar la matriz PROMOGRAN PRISMA® en heridas secas se emplea una solución salina o de Ringer.

La matriz PROMOGRAN PRISMA® modula y reequilibra el ambiente de la herida con una singular combinación de:

- Secuestro y desactivación de las proteasas (es decir, las proteasas organometalicas de la matriz, elastasa y plasmina) cuyo exceso se ha demostrado es perjudicial en las heridas crónicas.
- Protección contra la degradación por este exceso de proteasas de los factores de crecimiento presentes de forma natural.

Estos factores presentes de forma natural así protegidos, son liberados para su acción en la herida, mientras que el exceso perjudicial de proteasas permanece inactivo durante la biodegradación de la matriz PROMOGRAN PRISMA®.

La plata es un agente antimicrobiano de amplio espectro, que ha demostrado ser eficaz contra patógenos en heridas.

La matriz PROMOGRAN PRISMA® también ha demostrado la proliferación de fibroblastos dermales humanos in vitro, al igual de propiedades neutralizadoras de radicales libres y actividad antinfamatoria en pruebas de laboratorio.

Indicaciones de uso

La matriz PROMOGRAN PRISMA® está indicada para el control de todas las heridas por segunda intención sin tejido necrótico, incluyendo las siguientes:

- ulceras diabéticas
- ulceras venosas
- ulceras de decubito
- ulceras de etiologías vasculares mixtas
- ulceras traumáticas y quirúrgicas

La matriz PROMOGRAN PRISMA® ha demostrado propiedades hemostáticas.

La matriz PROMOGRAN PRISMA® puede ser utilizada bajo terapia de compresión.

Contraindicaciones

La matriz PROMOGRAN PRISMA® está contraindicado en pacientes con una hipersensibilidad conocida a los componentes de este producto, es decir, ORC, colágeno y la plata. Descontinuar su utilización si aparecen indicios de sensibilidad.

La Matriz PROMOGRAN PRISMA® no está indicada para pacientes con quemaduras extensas.

Advertencias

Se debe considerar emplear una terapia antimicrobiana sistémica si se presenta evidencia de una infección. La matriz PROMOGRAN PRISMA® puede ser empleada, bajo supervisión médica, en conjunto con antibióticos sistémicos.

Los médicos/profesionales de la salud deben saber que existen datos muy limitados sobre el uso reiterado y prolongado de los apósitos que contienen plata, especialmente en niños y recién nacidos.

INSTRUCCIONES DE USO

Ambiente

La matriz PROMOGRAN PRISMA® debe ser guardada en la sombra. Su exposición excesiva a la luz puede provocar su descoloración, no obstante esto no afecta el rendimiento del producto.

Preparación del sitio

Antes del tratamiento, hay que retirar el tejido necrótico por desbridamiento quirúrgico, autolítico o enzimático.

Aplicación

- Para un efecto óptimo, aplicar la matriz PROMOGRAN PRISMA® directamente a todo el lecho de la herida.
- En heridas con bajo o nulo nivel de exudado aplicar la matriz PROMOGRAN PRISMA® e hidratar con solución salina o de Ringer. Esto iniciará el proceso formador del gel.
- Después de la hidratación el gel PROMOGRAN PRISMA® quedará en contacto íntimo con la herida.
- El gel biodegradable se absorbe naturalmente con el paso del tiempo.
- La matriz PROMOGRAN PRISMA® deberá cubrirse con una gasa, o un vendaje no adherente o hidropoliémico para mantener un ambiente húmedo de curación.
- Después del tratamiento inicial, volver a tratar la herida con matriz PROMOGRAN PRISMA® al menos cada 72 horas dependiendo de la cantidad de exudado. No es necesario quitar ninguna cantidad residual de la matriz PROMOGRAN PRISMA®.
- Para heridas con exudado profuso o infectadas suele ser necesario volver a tratar la herida con la matriz PROMOGRAN PRISMA® cada 24 horas.

No usar si el envase está dañado.

La fecha de caducidad de este producto está impresa en el envase.

Folleto elaborado: julio 2013

SV Produktbeskrivning

PROMOGRAN PRISMA® är en lokalt applicerad interaktiv sårbehandlingsmatris. Produkten är en steril, frystorkad blandning av oxiderad, regenererad cellulosa (ORC), kollagen och silveroxidierad, regenererad cellulosa. I närvaro av exudat omvandlas matrisen PROMOGRAN PRISMA® till en mjuk anpassningsbar biologiskt nedbrytbar, gel. Detta ger kontakt med hela sårlåtan. Saltlösning eller Ringers lösning bör användas för att fukta produkten på torra sår.

PROMOGRAN PRISMA® rebalanserar sårmiljön genom den unika kombinationen av:

- Bindning och inaktivering av proteaser (t ex matris metall proteas, elastas och plasmin) som visar sig förekomma i skadligt höga halter i kroniska sår och.
- Bindning och skydd av naturligt förekommande tillväxfaktorer från nedbrytning av översköttproteaser.

Dessa naturligt förekommande, skyddande tillväxfaktorer, återfylls till såret medan de skadliga proteaserna förblir inaktiva genom biologisk nedbrytning av produkten.

Silver har ett brett antimikrobialt spektrum, som visar sig vara effektiv mot sårsjukdomar.

PROMOGRAN PRISMA® har på laboratorium visat sig ha egenskaperna att främja celledelningen hos fibroblastceller i mänsklig hud, kunna radera ut fria radikaler och vara inflammationshämmande.

Indikationer

PROMOGRAN PRISMA® indikeras för alla sekundärt läkande sår som är fria från död vävnad, inklusive:

- diabetes sår
- venösa sår
- trycksår
- sår till följd av olika vasculära orsaker
- traumatiska sår eller operationsår och om

PROMOGRAN PRISMA® har påvisade hemostatiska egenskaper.

PROMOGRAN PRISMA® kan användas vid kompressionsbehandling.

Kontraindikationer

PROMOGRAN PRISMA® bör inte användas på patienter med känd överkänslighet för komponenterna i produkten, dvs ORC, kollagen och silver. Avbryt behandlingen om symptom på överkänslighet uppstår.

PROMOGRAN PRISMA® indikeras inte för patienter med omfattande brännskador.

Varning

Vid öppnar sårinfektion bör systemisk antimikrobiell behandling övervägas. Produkten PROMOGRAN PRISMA® kan användas vid behandling med systemisk antibiotika, dock under läkares övervakning.

Vårdpersonalen bör informeras om att det endast finns begränsat med data kring långvarig och upprepad användning av förband innehållande silver, framför allt vad gäller behandling av barn och nyfödda.

ANVÄNDNING

Förvaring

Den här produkten bör förvaras skyddad mot direkt ljus. Överexponering för ljus kan leda till viss misfärgning, som emellertid inte påverkar produktens funktion.

Förberedelse

Innan behandlingen påbörjas skall tort, död vävnad först avlägsnas genom kirurgiskt ingrepp, enzymatisk eller autolytisk behandling.

Applisering

- För optimal effekt appliceras produkten direkt över hela såråbadden.
- För ett sår med litet eller inget exudat ska produkten fuktas med saltlösning eller Ringers lösning. Detta sätter igång gelbildningsprocessen.
- Efter fuktningen kommer glet i produkten att ligga i direkt kontakt med såret.
- Den biologiskt nedbrytbara gelen absorberas naturligt med tiden.
- Täck produkten med antingen gasa, ett icke vidhäftande förband eller hydropolymärförband för att behålla en fuktig såråkningsmiljö.
- Efter den initiala behandlingen upprepas behandlingen av såret med den här produkten var tredje dag beredande på exsudatmängden. Produktrester behövs inte avlägsnas.
- Svårt exuderande eller inficerade sår kan behöva återbehandlas med PROMOGRAN PRISMA® en gång per dygn.

Används ej om produktförpackningen är skadad. Sista användningsdatum för denna produkt är tryckt på förpackningen.

NL Productbeschrijving

PROMOGRAN PRISMA® matrix is een lokale aangebrachte interactieve wondtherapie. Het product is een steriele, gevroordroogde samenstelling van geoxideerde geregenereerde cellulose (ORC), collageen en zilver-ORC, een verbinding van zilver en ORC. Wanneer PROMOGRAN PRISMA® matrix in aanraking komt met exudaat verandert de matrix in een zachte en vormende afbrekbare gel, zodat elk deel van de wond kan worden bereikt. Voor gebruik op droge wonden dient men PROMOGRAN PRISMA® matrix te bevochtigen met fysiologisch zout- of Ringeroplossing.

PROMOGRAN PRISMA® matrix moduleert en zorgt voor een herbalans van de wondomgeving door de unieke combinatie van:

- Het binden en inactiveren van proteasas (zoals matrix metallo proteasas, elastase en plasmin) waarvan is aangetoond dat zij, wanneer overvloedig aanwezig, schadelijk zijn in chronische wonden.
- Het binden en beschermen van natuurlijk aanwezige groei-factoren tegen de afbraak door deze overvloedige proteasas.

Deze van nature aanwezige, beschermende groei-factoren worden beschikbaar gehouden in de wond, terwijl de schadelijke proteasas inactief blijven gedurende de afbraak van de PROMOGRAN PRISMA® matrix.

Zilver is een breed-spectrum antimicrobiële stof, waarvan is aangetoond dat het effectief is tegen wondpathogenen.

Van PROMOGRAN PRISMA® matrix is aangetoond dat het humane dermale fibroblasten in vitro snel vermeerderd. Tevens heeft het aangetoond vrije radicalen te kunnen opruimen en ontstekingsremmende activiteit te hebben in laboratoriumtests.

PROMOGRAN PRISMA® matrix heeft aangetoond vrije radicalen te kunnen opruimen.

Gebruiksaanwijzing

PROMOGRAN PRISMA® matrix is geïndiceerd voor de behandeling van alle secundair helende wonden welke vrij zijn van necrotisch weefsel, zoals:

- Diabetische ulcera
- Venuse ulcera
- Decubitus wonden
- Ulcera veroorzaakt door verschillende vasculaire etiologiën
- Traumatische en chirurgische wonden

PROMOGRAN PRISMA® matrix heeft aangetoonde hemostatische eigenschappen.

PROMOGRAN PRISMA® matrix kan gebruikt worden in combinatie met compressie-bandages.

Contra-indicaties

PROMOGRAN PRISMA® matrix mag niet worden gebruikt voor patiënten van wie

bekend is dat zij overgevoelig zijn voor delen van dit product, d.w.z. geoxideerde geregenereerde cellulose (ORC), collageen en zilver. Stop het gebruik zodra tekenen van gevoeligheid zijn voordoend.

PROMOGRAN PRISMA® Matrix is niet geïndiceerd voor patiënten met ernstige verbrandingen.

Waarschuwing

Indien wondinfectie evident is, dient een systemische antimicrobiële behandeling te worden overwogen. Onder medisch toezicht kan men PROMOGRAN PRISMA® matrix samen met systemische antibiotica gebruiken.

Clinici/beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg dienen te beseffen dat er zeer weinig gegevens voorhanden zijn over langdurig en herhaald gebruik vanverband dat zilver bevat, met name bij kinderen en neonaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaren

PROMOGRAN PRISMA® matrix dient uit direct licht bewaard te worden. Te lange blootstelling aan licht kan enige verkleuring veroorzaken, dit heeft echter geen invloed op de prestatie van het product.

Voorbereiding

Voor de behandeling moet eerst droog, necrotisch weefsel worden verwijderd door middel van chirurgisch, enzymatisch of autolytisch debridement.

Aanbrengen

- Voor optimaal resultaat dient PROMOGRAN PRISMA® matrix direct op het gehele wondbed te worden aangebracht.
- Voor een wond met weinig of geen exudaat wordt PROMOGRAN PRISMA® matrix aangebracht en bevochtigd met een fysiologisch zout- of Ringer's oplossing. Dit start het proces van gelvorming.
- Na bevochtiging zal de PROMOGRAN PRISMA® matrixgel zich dicht op de wond voegen.
- De afbrekbare gel wordt uiteindelijk op natuurlijke wijze geabsorbeerd.
- PROMOGRAN PRISMA® matrix dient te worden bedekt met gaas, een niet verklevend kompres of een hydropolymeerverband om een vochtig, wondhelend milieu te bewaren.
- Na het aanvallelijke gebruik wordt de wond elke 3 dagen (72 uur) met PROMOGRAN PRISMA® matrix behandeld, afhankelijk van de hoeveelheid exudaat. Het is niet nodig eventuele resterende PROMOGRAN PRISMA® matrix te verwijderen.
- Voor sterk exuderende of geïnfecteerde wonden kan het noodzakelijk zijn de wond elke 24 uur opnieuw te behandelen met PROMOGRAN PRISMA® matrix.

Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is.

De vervaldatum van dit product staat op de verpakking.

Samengesteld: juli 2013

FI Tuotekuvuus

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi on paikallisesti käytettyä interaktiivinen haavanhoidoaine. Tuote on steriili, pakasteuivatuu, hapetun uudistetun selluloosan (ORC), kollageenin ja hopea-ORC:n (hopean ja ORC:n yhdiste) yhdistelmä. Joutessaan kosketukseen haavaneesten kanssa PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi muuttuu pehmeäksi ja mukaautuvaksi biologisesti hajoavaksi geeliksi, mikä ansiosta se pääsee kosketukseen koko haavan kanssa. Kuivissa haavoissa PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi tulee hydratoitua suola- tai Ringer-liuoksella.

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi mukaautuu haavaan ja tasapainottaa haavaympäristöä ainutlaatuisella tavalla:

- Sitomalla ja inaktivoimalla proteaseja (ts. matriksimetalloproteaasi, elastaasi ja plasmiini), mikä ovat suurissa määrissä osoittautuneet haitalliseksi kroonisissa haavoissa.
- Sitomalla ja suojaamalla luonstaan esiintyviä kasvutekijöitä näiden proteaasien hajottamiselta.

Nämä luonstaan esiintyvät suojatut kasvutekijät vapautetaan takaisin haavaan, kun taas haitalliset proteaasit pysyvät inaktiivisina PROMOGRAN PRISMA® -matriksin biologisen hajoamisen aikana.

Hopea on laajakavuiteinen antimikrobialine, joka on osoittautunut tehokkaaksi haavapatogeenien vastaan.

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi on osoittautunut lisäävän ihmisen ihon fibroblastaja in vitro, ja se pystyy myös puhdistamaan vapaita radikaaleja ja estämään tulehdusta laboratorio-olosuhteissa.

Käyttöohjeet

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksi on tarkoitettu sekundaarisena intentiona kaikkien sellaisten haavojen hoitoon, joissa ei ole nekroottista kudosta mukaan lukien seuraavat:

- Diabeettiset haavat
- Laskimoaavat
- Painehaavat
- Eriasteista verisuonitalauksista johtuvat haavat
- Traumattiset ja leikkaushaavat

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksissa tiedetään olevan hemostaattisia ominaisuuksia.

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksia voidaan käyttää kompressio-terapiaan alla.

Kontraindikatiot

PROMOGRAN PRISMA® -Matriksin käyttöä ei suositella potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä tämän tuotteen ainesosille ts. ORC:lle, kollageenille ja hopealle.

Käyttö täytyy lopettaa, jos merkkejä yliherkkyydestä esiintyy.

PROMOGRAN PRISMA® -matriksi ei ole indikoitu potilaille, joilla on laajoja palovammoja.

Varoitus

Systemistä antimikrohoito